

MEDIT i700 wireless


Uus intraoraalne skanner

Kiirtee digitaalse hambaravi juurde



Juhtmevaba, suurepärase kestvusega akud

- Kogu kaare täpsus: $10.9 \mu\text{m} \pm 0.98$
- Kuni 70 FPS



BIOMETRIC

Digitaalne hambaravi on parim lahendus kõigile – arstile, patsiendile ja hambalaborile

Skanneri proovimine
oma kliinikus nüüd
lihtsamast lihtsam!



MEDIT i700 wireless

Medit i700 wireless:

- kiirem ja mugavam hambaraviteenus
- lühemad visiidi ajad
- arstil lihtsam ja käepärasem kasutada
- kahes suuruses otsikud, sobib hästi ka laste suuga
- otsik nüüd 180 kraadi pööratav
- otsikud lihtsasti puhastatavad ja ka autoklaavitavad
- sisemiste osade steriliseerimiseks UV-C LED
- jälgendite võtmine meeldivam nii arstile kui patsiendile
- viib kliiniku igapäevatöö uuele tasandile
- arsti ja labori töö on täpsem
- turul pakutavatest skanneerimissüsteemidest soodsaim lahendus
- ilma pikalt siduvate aastaste lepinguteta
- suurepärase tarkvaraarendus ja tootjapoolne tugi
- avatud failisüsteemiga (STL jt) ning töötab koos mitmete äppide ja programmidega
- nüüd ortodontilise mooduliga (nagu iTero)
- töökindel ja suurepärase akudega
- juhtmega töötamise võimalus
- kaasaskantav

Kui teie kliinikul puudub varasem skanneerimiskogemus, on nüüd väga lihtne sellega algust teha. Enam pole vaja suuri investeeringuid. Rendi skanner otse Eesti esindajalt Biometric OÜ - kasvõi ainult ühe nädala kaupa. Nõustame ja aitame seadme kliinikus üles panna. Skanneriga on lihtne tutvust teha ja skanneerimist õppida Medit Academy abil.

Medit i700 wireless rentimiseks vaata www.biometricdental.ee/Medit
Küsimuste korral +372 519 40660 info@biometricdental.com

Biometric OÜ korraldab Medit skanneri ja tarkvara koolitusi arstidele ning Medit tarkvara koolitusi laboritehnikutele.

BIOMETRIC