


POLYPROPYLENE

BLUE



Tüüp	Monofilament
Koostis	Polüpropüleen
Kate	Puudub
Värv	Sinine / Blue
Koe reaktsioon	Minimaalne
Resorbeerumine	Mitteresorbeeruv
Pakend	Karp sisaldab 12 niiti

*For quality
&
safety*

smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

OMADUSED

- ✓ Hea tõmbetugevus, mitteresorbeeruv
- ✓ Vastupidav sõlm
- ✓ Sünteetiline
- ✓ Monofilament on sileda pinnaga
- ✓ Elastne ja pehme
- ✓ Hermeetiliselt suletud pakend

NÄIDUSTUSED

Pehmekoe sulgemine
ja/või ligeerimine,
eriti südamekirurgias

Neurokirurgia
Silmakirurgia
Mikrokirurgia
Plastiline kirurgia
Pindmiste haavade õmblus
Ortopeedia
Songad (membraaniga)
Seedetraktikirurgia
Üldkirurgia
Günekoloogia / Sünnitusabi

EELISED

Suurepärane ja püsiv koosobivus

Kasutamiseks südamekirurgias (südameklapi
asendamine)

Minimaalne kudede rebimine ja lõikumine

Sujuv koeläbitavus, ilma kudesid rebimata ja lõikumata

Kapillaarsus puudub (ei toeta bakterite adhesiooni)

Mugav käsitseda - hea ja lihtne sõlmida
Steriilne toode

	Lõikepind: Round bodied taper point		Pikkus m	USP	Pikkus		Tellimiskood
	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	blue	5050110
			0.7	6/0	75 cm	blue	5070110
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5070115
			1	5/0	75 cm	blue	5100115
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150115
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100117
			2	3/0	75 cm	blue	5200117
	HR 20 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100120
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150120
			2	3/0	75 cm	blue	5200120
			3	2/0	75 cm	blue	5300120

	Lõikepind: Round bodied taper point		Pikkus m	USP	Pikkus		Tellimiskood
	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5150216

	Lõikepind: Reverse cutting		Pikkus m	USP	Pikkus		Tellimiskood
	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301424

	Lõikepind: Reverse cutting		Pikkus m	USP	Pikkus		Tellimiskood
	DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071510
			0.5	7/0	45 cm	blue	5051512
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071512
			1	5/0	45 cm	blue	5101512
			1.5	4/0	75 cm	blue	5151512
			0.7	6/0	50 cm	blue	5071512P
	DS 12 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	blue	5101512P



Löikepind: Reverse cutting

		Pikkus m	USP	Pikkus		Tellimiskood
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	blue	5071516
		1	5/0	45 cm	blue	5101516
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151516-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151516
		2	3/0	75 cm	blue	5201516
	DS 16 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	blue	5071516P
		1	5/0	50 cm	blue	5101516P
		1.5	4/0	50 cm	blue	5151516P
	DS 16 mm black	1	5/0	45 cm	blue	5101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	blue	5071519
		1	5/0	45 cm	blue	5101519-45
		1	5/0	75 cm	blue	5101519
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519
		2	3/0	45 cm	blue	5201519-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201519
	DS 19 mm Easy Pass	3	2/0	75 cm	blue	5301519
		1	5/0	50 cm	blue	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	blue	5151519P
	DS 19 mm black	2	3/0	50 cm	blue	5201519P
		1	5/0	75 cm	blue	5101519VB
	DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
	DS 24 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	blue	5151524P
		2	3/0	50 cm	blue	5201524P
		3	2/0	50 cm	blue	5301524P

3/8 ring



Löikepind:

Round bodied taper cutting point

		Pikkus m	USP	Pikkus		Tellimiskood
	HRT 10 mm	0.7	6/0	75 cm	blue	5070510
	HRT 25 mm	3	2/0	75 cm	blue	5300525

1/2 ring

