

SURGICRYL[®]


PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Tüüp	Punutud ja kaetud multifilament
Koostis	Polüglükoolhape
Kate	Polükaprolaktoon ja kaltsiumstearaat (1%)
Värv	Violetne / Beež – värvitu
Koe reaktsioon	Minimaalne
Resorbeerumine	Hüdrolüütilise toime tulemusel laguneb materjal täielikult umbes 60–90 päeva jooksul. Umbes 50% tõmbetugevusest säilib 21 päeva järel.
Pakend	Karp sisaldab 12 niiti



*For quality
&
safety*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

OMADUSED

- ☒ Väga hea tõmbetugevus
- ☒ Sünteetiline
- ☒ Laguneb hüdrolyüsi teel
- ☒ Punutud struktuur
- ☒ Kaetud multifilament
- ☒ Hermeetiliselt suletud pakend

NÄIDUSTUSED Pehmekoe sulgemine ja/või üldkirurgia
pindmiste haavade õmblus
seedetraktikirurgia
günekoloogia / sünnitusabi
plastiline kirurgia
uroloogia
silmakirurgia
ortoopia

EELISED

Suurepärane ko sobivus

Minimaalne koereaktsioon
Proгноositav resorbeerumiskiirus

Suurepärase omadused:

elastne,
väga hästi käsitletav,
tugev

Läbib kudesid sujuvalt:
väiksem hõõrdumine ja vähendatud traumarisk,
hea sõlmekindlus,
vähendatud kapillaarne imendumine


Toote steriilsus tagatud

VASTUNÄIDUSTUSED Kardiovaskulaarne kirurgia
Neurokirurgia


Kuna tegemist on resorbeeruva niidiga, ei sobi olukordadesse, kus on vajalik pikaajaline haava toetus.

Ettevaatust patsientidega, kellel on aeglasem haavade paranemine (näiteks immuunpuudulikkus).

TÕMBETUGEVSUS



RESORBEERUMINE



Lõikepind: Round bodied taper point		Metric	USP	Pikkus	Tellimiskood	
 1/2 ring	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
		2	3/0	75 cm	<i>värvitu</i>	11200122U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122

Lõikepind: Round bodied taper point		Metric	USP	Pikkus	Tellimiskood	
 3/8 ring	DR 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217

Lõikepind: Reverse cutting		Metric	USP	Pikkus	Tellimiskood	
 1/2 ring	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
		2	3/0	75 cm	<i>värvitu</i>	11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
		3	2/0	75 cm	<i>värvitu</i>	11301422U
	HS 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426



Lõikepind: Reverse cutting

3/8 ring



			Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
3/8 ring	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
			0.7	6/0	45 cm	<i>värvitu</i>	11071512U
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>värvitu</i>	11071512UP
			1	5/0	50 cm	<i>värvitu</i>	11101512UP
			1.5	4/0	50 cm	<i>värvitu</i>	11151512UP
	DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
			1	5/0	75 cm	<i>värvitu</i>	11101516U
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
			1.5	4/0	75 cm	<i>värvitu</i>	11151516U
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
	DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>värvitu</i>	11151516UP
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
			1.5	4/0	75 cm	<i>värvitu</i>	11151519U
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
			2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	11201519-90
			2	3/0	75 cm	<i>värvitu</i>	11201519U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>värvitu</i>	11151519UP
			2	3/0	50 cm	<i>värvitu</i>	11201519UP
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
			2	3/0	75 cm	<i>värvitu</i>	11201524U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
			3	2/0	75 cm	<i>värvitu</i>	11301524U
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>värvitu</i>	11201524UP
			3	2/0	50 cm	<i>värvitu</i>	11301524UP



Lõikepind: Cutting

3/8 ring



			Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
3/8 ring	NS 16 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716