




jota product line **DIAMOND STONE**


Der brillante Alleskönner

- › Gleichbleibende hohe Qualität
- › Langlebiges Material für dauerhaften Einsatz
- › Sehr hoher Materialabtrag
- › Niedrige Wärmeentwicklung
- › Qualitätsgarantie nach ISO



jota bestseller DIAMOND STONE

SD601F.HP.030		10'000-15'000 max 20'000
SD660F.HP.040		10'000-15'000 max 20'000
SD722F.HP.160		10'000-15'000 max 20'000
SD652RF.HP.035		10'000-15'000 max 20'000
SD732F.HP.050		10'000-15'000 max 20'000



JOTA Diamond Stone - Ideal für Verblendkeramik, Vollkeramik, Zirkonoxyd und Kunststoffe

Der Schleifkörper mit 100% Diamant eröffnet unter vertrauten Arbeitsbedingungen völlig neue Perspektiven: Sehr schnelles, sicheres Arbeiten, entspanntes, präzises Handling und somit hohe Performance und schneller Workflow.

Selbst bei sensiblen Materialien wie Zirkonoxyd wird ein hoher Materialabtrag erreicht, mit nur geringer Wärmeentwicklung. Durch die hervorragenden Materialeigenschaften und sein einfaches Handling vereinfacht der Diamond Stone

die Arbeitsabläufe bei der täglichen Laborarbeit enorm. JOTA Diamond Stone zeichnet sich durch die extreme Lebensdauer und seine Formbeständigkeit aus.

Begeisterte Anwender und Meinungsbildner

Immer wieder begeistert der JOTA Diamond Stone im Laboralltag. Auch bekannte Praktiker wie Joachim Maier möchten ihn in der täglichen Praxis nicht mehr missen.

JOTA-Händler:

108002.5950.0172 - 03/2017