






*jota instruments*  
**SCHLEIFKÖRPER**


**Schweizer Schleifkörper die jede  
Oberfläche veredeln**

- › Hervorragende Schnittleistung
- › Zentrischer, vibrationsfreier Rundlauf
- › Lange Standzeit
- › Geringe Wärmeentwicklung
- › Aus hochwertigem Rohmaterial
- › Komplettes Programm



## jota bestseller SCHLEIFKÖRPER

733Rosa.104.035	
642Kiwi.104.050	
581.900.220	
SZ722.104.180	
SD660F.104.040	



Zentrischer, vibrationsfreier Rundlauf mit JOTAs Schleifkörper

**JOTA als klarer Branchenleader im Bereich Schleifkörper bietet Ihnen für jede Anwendung den richtigen Schleifkörper – ob für Kunststoffe, Metall-Legierungen, Keramik oder Zirkonoxyd.**


Einsatz im Dentallabor:

- › Kunststofftechnik
- › Verblende- und Keramiktechnik
- › Modelgusstechnik
- › Kronen- und Brücken-Technik

JOTA Schleifkörper bestehen aus hochwertigem Edelkorund, Siliziumkarbid oder Diamantkorn. Die überragende Fertigungsqualität garantiert eine

gleichmässige Körnung, optimale Bindungshärte auf hochfestem, rostfreien Schaft sowie einen genauen und zentrischen Rundlauf – das macht JOTA zum Weltmeister der Schleifkörperherstellung!

*Zur Trockenbearbeitung von Zirkonoxyd empfehlen wir Ihnen den Einsatz von ZIRCONFLEX Schleifkörpern (Set Nr. 1322)*



JOTA-Händler

108002.5950.0219 - 04/2014