



CATALOGO GENERALE

CATALOGO GENERALE **ITALIA**

Major, fondata nel 1960 a Torino, è un'azienda specializzata nella produzione di materiali di alta qualità per i laboratori odontotecnici e per gli studi odontoiatrici.

La linea di prodotti per il laboratorio comprende denti artificiali in resina acrilica e materiali compositi; materiali per ponti e corone; resine acriliche per protesi dentale; siliconi; abrasivi ed attrezzature da laboratorio.

I prodotti per lo studio dentistico includono una gamma completa di materiali per impronta (siliconi ed alginati). Tutti i prodotti Major sono realizzati presso lo stabilimento di Moncalieri e certificati in accordo alle normative della Comunità Europea.

I materiali sono accuratamente selezionati al fine di rispondere ai requisiti degli standard internazionali e controllati per garantire una qualità costante nel tempo.

Major si propone di produrre materiali innovativi e di alta qualità per gli specialisti del settore dentale.

Questa strategia è realizzata attraverso la selezione di personale qualificato, l'impiego di tecniche produttive all'avanguardia ed un costante investimento in attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con laboratori ed istituti di ricerca esterni.

L'attenzione per la qualità si riflette anche nell'organizzazione della distribuzione: i prodotti Major sono commercializzati in tutto il mondo attraverso una selezionata rete di distributori per assicurare sempre il miglior servizio possibile ai nostri clienti.





MAJOR PLUS

Major Plus è progettato per raggiungere i più elevati standard funzionali ed estetici della tecnica protesica moderna, realizzato in materiale acrilico, presenta forme posteriori differenziate di tipo Anatomico, Tecnico e WFA. Disponibile nella colorazione A1-D4, in un assortimento completo di 48 forme anteriori e 26 posteriori.

Il dente MAJOR PLUS WFA segue la filosofia di montaggio secondo il Prof. Albert Gerber, la cuspidè palatina del 5°, 6° e 7° occlude nella rispettiva fossa del 5° 6° e 7° antagonista; nel 4° questa occlusione è invertita. Il termine WFA (Wide Functional Area) indica il tipo di occlusione effettuata durante la masticazione, non è un solo punto di contatto ad essere interessato ma un'ampia zona funzionale di circa 2 mm. La necessità di semplificare e rendere più rapide le procedure cliniche e tecniche, mantenendo elevato lo standard qualitativo, hanno suggerito una scelta limitata a tre forme posteriori: SMALL, MEDIUM, LARGE adattabili a tutte le forme anteriori MAJOR PLUS. Disponibile anche in composito.

- Elevata durezza e resistenza all'abrasione.
- Profili occlusali precisi.
- Forme nuove e naturali.
- Utilizzabile con qualunque tecnica di montaggio.
- Adatto per tutti i tipi di protesi totale e parziale.

T2011	set Anteriori Major Plus	A1-D4 x6
T2012	set Posteriori Major Plus	A1-D4 x8
T2062	Major Plus WFA	A1-D4 x8

T	Posteriori Tecnici
A	Posteriori Anatomici
WFA	Posteriori WFA
HA	Posteriori Anatomici

MAJOR PLUS COMP

I denti Major Plus Comp sono in materiale composito, con dentina e colletto in materiale acrilico per garantire una perfetta adesione chimica alle resine per palati. Disponibile in colorazione A1-D4, 14 forme anteriori e 18 forme posteriori. Forme posteriori differenziate di tipo Anatomico, Tecnico e WFA.

- Elevatissima durezza superficiale.
- Ottima resistenza all'abrasione.
- Profili occlusali precisi.
- Forme e colori di aspetto naturale.
- Superiore stabilità del colore nel tempo.

COMPOSIZIONE: Il dente MAJOR PLUS COMP è formato da 4 strati in materiale acrilico e composito sovrapposti; • colletto • dentina • smalto • glasure. Colletto e dentina sono in resina acrilica per dare la maggiore adesione possibile con la resina per palati e conferire un'elevata elasticità al dente stesso. Lo smalto è in materiale composito per garantire il mantenimento della dimensione verticale e quindi la maggiore durata nel tempo della protesi.

T2031	set Anteriori Major Plus Comp	A1-D4 x6
T2032	set Posteriori Major Plus Comp	A1-D4 x8
T2052	Major Plus Comp WFA	A1-D4 x8

T	Posteriori Tecnici
A	Posteriori Anatomici
WFA	Posteriori WFA

FACCETTE MAJOR AF COMP

Faccette estetiche multistrato in composito e materiale acrilico, disponibili in 14 forme anteriori e 8 forme posteriori divise in quadrante destro e quadrante sinistro. Forme posteriori differenziate di tipo Anatomico, Tecnico e WFA. Colorazione A1-D3.

CARATTERISTICHE

- Resistenza all'abrasione
- Ottimizzazione dei tempi di lavorazione
- Versatilità nell'utilizzo dei materiali riempitivi
- Risultati estetici eccellenti

T6111	set Anteriori	A1-D3 x6
T6112	set Posteriori	A1-D3 x4



ANTERIORI SUPERIORI

Forme anteriori

- 10 forme superiori suddivise in tre misure diverse: S (small) - M (medium) - B (large)
- 4 forme inferiori L

SMALL	MEDIUM	LARGE
S2 8,0 42,0 9,8	M2 8,6 45,2 10,5	B2 9,0 49,0 11,8
S4 8,0 43,6 10,5	M4 9,2 49,0 11,1	B4 9,1 50,2 11,9
S6 8,0 43,8 10,4	M6 8,4 46,0 10,9	B6 9,9 50,8 13,2
	M8 9,5 46,8 11,6	

ANTERIORI INFERIORI

L1 4,7 33,0 9,2	L3 5,2 35,5 9,5
L5 5,6 38,0 11,1	L7 5,3 36,6 10,8

POSTERIORI A/T

Posteriori anatomici A

Le forme anatomiche presentano un'inclinazione cuspidale accentuata. La morfologia delle forme anatomiche mostra superfici sempre in contatto con una conseguente diminuzione della spinta laterale ed una maggiore stabilità della protesi.

Posteriori tecnici T

Le forme tecniche si caratterizzano per un tavolato oclusale equilibrato secondo precise regole geometriche. Il dente presenta una cuspidazione a disegno geometrico inclinato (superiore a 20°) con piani di scorrimento di tipo piatto.

A33
upper R

35,4

9,9

A33
upper L

33,0

9,9

A33
lower R

35,4

9,2

A33
lower L

33,0

9,2

T13
upper R

33,6

8,4

T13
upper L

31,1

8,1

T13
lower R

33,6

8,1

T13
lower L

31,1

8,1

POSTERIORI WFA

Posteriori WFA

Le forme seguono la filosofia di montaggio secondo il Prof. Albert Gerber, la cuspidale palatina del 5°, 6° e 7° superiore occlude nella rispettiva fossa del 5° 6° e 7° inferiore; nel 4° questa occlusione è invertita. Il termine WFA (Wide Functional Area) indica il tipo di occlusione effettuata durante la masticazione, non è un solo punto di contatto ad essere interessato ma un'ampia zona funzionale di circa 2 mm. I tavolati oclusali rispettano il concetto di mortaio e pestello. L'ampia fossa così concepita permette un ampio spettro di contatti oclusali senza interferenze.

WM
upper R

WM
upper L

32,9

10,2

WM
lower R

WM
lower L

32,7

8,6

WL
upper R

WL
upper L

35,2

10,7

WL
lower R

WL
lower L

34,8

9,4

PRODOTTI PER IL LABORA TORIO ODONTOTECNICO



TABELLA COLORI												
PRODOTTO	COLORI / REFERENZE											
MAJOR AF LINK D	L		M		D							
MAJOR AF LINK D	CLEAR											

TABELLA COMBINAZIONE COLORI													
PRODOTTI / COLORI	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3
MAJOR AF LINK D	L	M	M	D	D	L	M	D	D	M	D	M	D

MAJOR AF LINK D GAMMA PRODOTTI

LIGHT

Major AF Link D
Confezione: 100 gr
Codice: B4510-L

MEDIUM

Major AF Link D
Confezione: 100 gr
Codice: B4510-M

DARK

Major AF Link D
Confezione: 100 gr
Codice: B4510-D

INCISAL CLEAR

Major AF Link D
Confezione: 100 gr
Codice: B4520

LIQUID

Major AF Link D
Confezione: 100 ml
Codice: B4530

MAJOR AF LINK D - KIT

Codice:
B4500



MAJOR SUPER LUX

Dente in materiale acrilico. Estetica raffinata e naturale; disegno funzionale delle forme posteriori adatto a qualunque tecnica di montaggio. Indicato per la protesi totale, parziale e scheletrata. Disponibile nelle colorazioni: A1-D4, 1A-6D, in un assortimento completo di 31 forme anteriori e 24 posteriori.

- Durezza e resistenza all'abrasione.
 - Trasparenza naturale dello smalto.
- Naturalezza delle forme.
 - Elevata stabilità di colore.

T3011	set Anteriori	A1-D4 x6
T3012	set Posteriori	A1-D4 x8
T3021	set Anteriori	1A-6D x6
T3022	set Posteriori	1A-6D x8

	L	Posteriori L-cusp
	N	Posteriori N-cusp
	T	Posteriori Tecnici
	A	Posteriori Anatomici

MAJOR DENT-V

Dente in materiale acrilico. Elevati standard funzionali ed estetici, indicato per protesi totale, parziale e scheletrata. Disponibile nella colorazione A1-D4 in un assortimento completo di 36 forme anteriori e 20 posteriori.

- Due tipi di tavolati occlusali posteriori.
 - Estetica naturale.
 - Indicato per protesi terapeutiche.
- Ottimo legame chimico fra dente e resina in protesi totale.
 - Trasparenza naturale dello smalto.

T4111	set Anteriori	A1-D4 x6
T4112	set Posteriori	A1-D4 x8

	FP	Posteriori FP
	MA	Posteriori MA

MAJOR DENT

Dente in materiale acrilico. Elevati standard funzionali ed estetici, indicato per protesi totale, parziale e scheletrata. Disponibile nella colorazione 2C-3R in un assortimento completo di 36 forme anteriori e 20 posteriori.

- Due tipi di tavolati occlusali posteriori.
 - Estetica naturale.
 - Indicato per protesi terapeutiche.
- Ottimo legame chimico fra dente e resina in protesi totale.
 - Trasparenza naturale dello smalto.

T4141	set Anteriori	2C-3R x6
T4142	set Posteriori	2C-3R x8

	FP	Posteriori FP
	MA	Posteriori MA

BAMBINO TOOTH

Dente in materiale acrilico per protesi pedodontiche. Bambino Tooth è disponibile nei colori 59 (bianco - latte) e 61 (bianco - giallo) e nelle due forme A (Anteriore superiore e inferiore) e B (Posteriore superiore e inferiore).

- Indicato come mantenitore di spazio.
 - Per rifacimenti estetici.
- Per riabilitazioni articolari.

T5001	set Anteriori	59-61 x6
T5002	set Posteriori	59-61 x4

MAJOR CHROM SHADE GUIDE

Scala colori per Major Plus in colorazione A1-D4 ordinata secondo gruppi cromatici e gradazioni di tonalità.

S1011	Major Chrom Shade Guide	1 pezzo
-------	-------------------------	---------

MAJOR SUPER LUX SHADE GUIDE

Scala colori per denti Super Lux. Disponibile nelle colorazioni: A1-D4 e 1A-6D.

S3011	Super Lux Shade Guide A1-D4	1 pezzo
S3012	Super Lux Shade Guide 1A-6D	1 pezzo

MAJOR DENT-V SHADE GUIDE

Scala colori per Major Dent-V in colorazione A1-D4 ordinata secondo gruppi cromatici e gradazioni di tonalità.

S4114	Major Dent Shade Guide	1 pezzo
-------	------------------------	---------

MAJOR DENT SHADE GUIDE

Scala colori per denti Major Dent. Disponibile nella colorazione: 2C-3R.

S4014	Major Dent Shade Guide	1 pezzo
-------	------------------------	---------

TOOTH CABINET 300

Mobiletto in plastica, 10 cassetti. Capacità (per cassetto): 36 file anteriori oppure 22 file posteriori.

T8030	Tooth Cabinet 300	1 pezzo
-------	-------------------	---------





MAJOR.BASE 20

Resina per basi protesiche, a base di poli-metilmetacrilato. Polimerizzazione a caldo. Polvere e liquido. Colori: k, kv, i, iv, m, mv, t. Major.Base 20 è una resina sviluppata per raggiungere i più elevati standard qualitativi.

Major.Base 20 è disponibile nella versione standard o venata, in 4 differenti colorazioni naturali. Major.Base 20 garantisce elevata stabilità dimensionale e di colore nel tempo. Il tempo di presa rapido riduce i tempi di attesa durante la procedura di polimerizzazione.

C3000	Liquido 10 x 500 ml
C3010	Polvere 10 x 500 g
C3020	Intro Set: Polvere 100 g + Liquido 100 ml
C3021	Standard Set: Polvere 2 x 500 g + Liquido 1 x 500 ml + Contenitore in plastica + Misurini.

MAJOR.REPAIR

Resina autopolimerizzante per protesi dentale. A base di poli-metilmetacrilato. Polvere e liquido. Per riparazioni e ribasature. Colori: k, kv, i, iv, m, mv. Major.Repair è una resina sviluppata per raggiungere i più elevati standard qualitativi. Major.Repair garantisce elevata stabilità dimensionale, di colore ed un perfetto legame chimico con resine a caldo per basi.

Major.Repair è disponibile nella versione standard o venata, in 3 differenti colorazioni, selezionate per adattarsi fedelmente alle tinte Major.Base 20. Major.Repair può essere impiegata nella tecnica per colata o polimerizzazione sotto pressione, garantendo sempre eccellenti risultati.

C3100	Liquido 10 x 500 ml
C3110	Polvere 10 x 500 g
C3120	Intro Set: Polvere 100 g + Liquido 100 ml
C3121	Standard Set: Polvere 2 x 500 g + Liquido 1 x 500 ml + Contenitore in plastica + Misurini.

MAJOR.ORTHO

Resina autopolimerizzante. A base di poli-metilmetacrilato. Polvere e liquido. Per la costruzione di apparecchi ortodontici mobili, di bite protesici e placche trasparenti per il montaggio in protesi totale. Colori (liquido): rosa, trasparente.

C3300	Liquido 10 x 500 ml
C3310	Polvere 10 x 500 g
C3320	Intro Set: Polvere 100 g + Liquido 100 ml
C3321	Standard Set: Polvere 2 x 500 g + Liquido 1 x 500 ml + Contenitore in plastica + Misurini.

MAJOR.TRAY

Resina autopolimerizzante. A base di poli-metilmetacrilato. Polvere e liquido. Per la costruzione di portaimpronte individuali. Colori: giallo, verde, blu.

C3400	Liquido 10 x 500 ml
C3410	Polvere 10 x 500 g
C3420	Intro Set: Polvere 100 g + Liquido 100 ml
C3421	Standard Set: Polvere 2 x 500 g + Liquido 1 x 500 ml + Contenitore in plastica + Misurini.

TEMPORARY.COLD.V

Dentina autopolimerizzante per ponti e corone provvisorie. A base di poli-metilmetacrilato.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Colori: A2 / A3 / A3,5 / B3 / C2 / D3
- A3,5 disponibile solo come ricambi colore
- Resistenza a flessione: 44N.
- Assorbimento d'acqua: 18,2-18,7 µg/mm³
- Solubilità in acqua: 1,3-2,3 µg/mm³
- Polvere: 100 / 500 g
- Liquido: 100 / 500 ml

UTILIZZO:

- Per la costruzione di ponti e corone provvisorie.
- Per la tecnica della colata in mascherina in gesso o silicone.
- Per la riparazione di ponti e corone realizzati in materiale acrilico.

B4100	Standard Set: 5 x 100 g Dentina (A2 / A3 / B3 / C2 / D3) + 1 x 100 g Smalto Universale + 2 x 100 ml Liquido
-------	---

ISOLMAJOR

Isolante universale gesso/resina.

L2710	Isolmajor liquido	500 ml
L2720	Isolmajor liquido	1 Lt
L2730	Isolmajor liquido	25 Lt



SEPARATORI

Separatori in materiale resinoso.

Confezione: 100 pezzi.

L4110	Separatori 22 x 0,6
L4120	Separatori 25 x 0,7

DISCHI PER SGROSSARE

Dischi per sgrossare in materiale resinoso.

Confezione: 100 pezzi.

L4310	Dischi 32 x 2,2
L4320	Dischi 22 x 3,5
L4330	Dischi 35 x 1,7

TAGLIAPERNI

Tagliaperni in materiale resinoso.

Confezione: 100 pezzi.

L4210	Tagliaperni 35 x 0,7
L4220	Tagliaperni 40 x 1



ORMALAB 95

Materiale per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab 95 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni di durezza e resistenza al calore.

- CARATTERISTICHE:
- Elevata resistenza al calore.
 - Durezza (dopo 24h): 95 (±3) Shore-A.
 - Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
 - Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
 - Assenza di deformazioni.
- UTILIZZO:
- Elevata resistenza alla lavorazione e compressione
 - Mascherine per protesi fisse e totali.
 - Duplicazioni.
 - Riparazioni di protesi.
 - Mascherine per provvisori protesici.
 - Compatibile nelle lavorazioni CAD.

M9500	Ormalab 95 (1600 g / 900 ml)
M9510	Ormalab 95 (5 kg)
M9520	Ormalab 95 (5 kg) + 2 Ormactivator Lab (60 ml)

ORMALAB 85

Materiale per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab 85 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni qualitative.



- CARATTERISTICHE:
- Durezza (dopo 24h): 85 (±3) Shore-A.
 - Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzabili.
 - Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
 - Elevata resistenza al calore.
 - Assenza di deformazioni.
- UTILIZZO:
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
 - Mascherine per protesi fisse e totali.
 - Riparazioni di protesi.
 - Mascherine per provvisori protesici.
 - Compatibile nelle lavorazioni CAD.

M8501	Ormalab 85 (1600 g / 900 ml)
M8525	Ormalab 85 (5 kg)
M8520	Ormalab 85 (5 kg) + 2 Ormactivator Lab (60 ml)

ORMALAB 75

Materiale per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab 75 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni qualitative.



- CARATTERISTICHE:
- Durezza (dopo 24h): 75 (±3) Shore-A.
 - Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzabili.
 - Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
 - Elevata resistenza al calore.
 - Assenza di deformazioni.
- UTILIZZO:
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
 - Mascherine per protesi fisse e totali.
 - Riparazioni di protesi.
 - Mascherine per provvisori protesici.
 - Compatibile nelle lavorazioni CAD.

M7500	Ormalab 75 (1600 g / 900 ml)
M7510	Ormalab 75 (5 kg)
M7520	Ormalab 75 (5 kg) + 2 Ormactivator Lab (60 ml)

ORMACTIVATOR LAB

Attivatore Gel per Ormalab 75, Ormalab 85 e Ormalab 95.



M1094	Ormactivator Lab (60 ml)
-------	--------------------------

ORMAPLUS LAB 90

Materiale da laboratorio a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione.

- CARATTERISTICHE:
- Durezza (dopo 24h): 90 (±3) Shore A.
 - Recupero da deformazione: 99,5%
 - Rapporto di miscelazione: 1:1
 - Variazione dimensionale lineare: -0,05%
 - Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
 - Elevata resistenza al calore senza alterazioni.
 - Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- UTILIZZO:
- Mascherine per protesi fisse e totali.
 - Duplicazioni.
 - Riparazione di protesi.
 - Mascherine per provvisori.
 - Compatibile nelle lavorazioni CAD.

M4000	Ormaplus Lab 90 (0,9 kg Base + 0,9 kg Catalyst)
M4010	Ormaplus Lab 90 (5 kg Base + 5 kg Catalyst)



ORMAPLUS LAB 70

Materiale da laboratorio a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione.

- CARATTERISTICHE:
- Durezza (dopo 24h): 70 (±3) Shore A.
 - Recupero da deformazione: 99,5%
 - Rapporto di miscelazione: 1:1
 - Variazione dimensionale lineare: -0,05%
 - Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
 - Elevata resistenza al calore senza alterazioni.
 - Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- UTILIZZO:
- Mascherine per protesi fisse e totali.
 - Duplicazioni.
 - Riparazione di protesi.
 - Mascherine per provvisori.
 - Compatibile nelle lavorazioni CAD.

M4300	Ormaplus Lab 70 (0,75 kg Base + 0,75 kg Catalyst)
M4310	Ormaplus Lab 70 (5 kg Base + 5 kg Catalyst)



ORMADUPLO 22

Materiale per duplicazione a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione, per l'uso in laboratorio. Ormaduplo 22 garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.

- SPECIFICHE TECNICHE:
- Tempo di lavoro: 3' minimo.
 - Tempo di presa (a 23°C): 15' max.
 - Recupero da deformazione: 99,95%
 - Durezza: 22 Shore-A.
 - Rapporto di miscelazione (Massa base : Catalizzatore): 1:1
 - Variazione dimensionale lineare: 0,05%
- UTILIZZO:
- Duplicazione di modelli.

M3090	Ormaduplo 22	1 kg Massa Base + 1 kg Catalyst
M3096	Ormaduplo 22	6 kg Massa Base + 6 kg Catalyst





ALGENIUX

Alginato di qualità superiore. Nuova raffinata formulazione per raggiungere il massimo livello di riproduzione dei dettagli, ottima elasticità e resistenza allo strappo durante la presa dell'impronta. Grazie alla tecnologia MAP (modified atmosphere packaging) la durata del prodotto è di 6 anni. L'eccellente stabilità dimensionale permette di colare il modello sino a 5 giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).

CARATTERISTICHE:

- Aroma: menta
- Colore: rosa
- Elasticità superiore e resistenza allo strappo
- Formula ipoallergenica stabilizzata
- Elevata fluidità e facilità di miscelazione
- Eccellente biocompatibilità
- Esente da polvere per un lavoro sicuro e igienico
- Ottima compatibilità con i gessi
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.

DATI TECNICI:

- Tempo di miscelazione: 35" a 23°C
- Tempo di lavorazione:
Normal setting: 1' 40" a 23°C
Fast setting: 1' 30" a 23°C
- Tempo di presa:
Normal setting: 3' 00" a 23°C
Fast setting: 2' 30" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni (tecnol. MAP)

A7010	Algeniux - Normal setting	10 x 453 g
A7024	Algeniux - Normal setting	24 x 453 g
A7110	Algeniux - Fast setting	10 x 453 g
A7124	Algeniux - Fast setting	24 x 453 g

ALGINPLUS

Alginato cromatico per impronte dentali di precisione. Grazie alla tecnologia MAP (modified atmosphere packaging) la durata del prodotto è di 6 anni. Formulazione arricchita per una maggior precisione nella riproduzione dei dettagli.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Indicazione cromatica delle fasi di lavorazione per un impiego facile e preciso.
- Esente da polvere per un lavoro sicuro e igienico.
- Elevata fluidità.
- Facilità di miscelazione.
- Ottima compatibilità con i gessi.

- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
- Aroma: frutti tropicali.
- Colore: giallo.
- Tempo di presa: 2'00" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Eccellente biocompatibilità.

A6010	Alginplus	10 x 453 g
A6024	Alginplus	24 x 453 g

ALGINPLUS TROPICAL

Alginato cromatico per impronte dentali di precisione. Grazie alla tecnologia MAP (modified atmosphere packaging) la durata del prodotto è di 6 anni. Studiato per tipologie di clima caldo e umido.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Indicazione cromatica delle fasi di lavorazione per un impiego facile e preciso.
- Esente da polvere, garantisce un impiego sicuro ed igienico.
- Ottima compatibilità con i gessi.

- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
- Aroma: frutti tropicali.
- Colore: giallo.
- Tempo di presa: 3'20" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Eccellente biocompatibilità.

A5010	Alginplus Tropical	10 x 453 g
A5024	Alginplus Tropical	24 x 453 g



ALGINMAX

Alginato cromatico per impronte dentali di precisione. Grazie alla tecnologia MAP (modified atmosphere packaging) la durata del prodotto è di 6 anni.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Indicazione cromatica delle fasi di lavorazione per un impiego facile e preciso.
- Esente da polvere per un lavoro sicuro e igienico.
- Elevata fluidità.
- Facilità di miscelazione.
- Ottima compatibilità con i gessi.

- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione, eccedente gli standard ISO.
- Aroma: vaniglia-menta o frutta.
- Colore: azzurro.
- Tempo di presa: 2'00" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Eccellente biocompatibilità.

A2010	Alginmax (vaniglia-menta)	10 x 453 g
A2024	Alginmax (vaniglia-menta)	24 x 453 g
A2110	Alginmax (frutta)	10 x 453 g
A2124	Alginmax (frutta)	24 x 453 g

ALGINMAJOR

Alginato per impronte dentali di precisione. Grazie alla tecnologia MAP (modified atmosphere packaging) la durata del prodotto è di 6 anni.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Esente da polvere.
- Elevata fluidità.
- Ottima compatibilità con i gessi.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.

- Aroma: arancio.
- Colore: arancio.
- Tempo di presa: 2'00" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Eccellente biocompatibilità.

A1010	Alginmajor	10 x 453 g
A1024	Alginmajor	24 x 453 g

ALGINKID

Alginato ortodontico per impronte dentali di precisione. Grazie alla tecnologia MAP (modified atmosphere packaging) la durata del prodotto è di 6 anni. Presa immediata per un impiego rapido e confortevole per il paziente.

- Formula ipoallergenica stabilizzata.
- Esente da polvere per un lavoro sicuro e igienico.
- Ottima compatibilità con i gessi.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
- Aroma: arancio.

- Colore: giallo.
- Tempo di presa: 1'50" a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni.
- Eccellente biocompatibilità.
- Elevata fluidità e facilità di miscelazione.

A3010	Alginkid	10 x 453 g
A3024	Alginkid	24 x 453 g

SPATOLA

Spatola in nylon per alginati.



A9020	Spatola	1 pezzo
-------	---------	---------

SCODELLA

Scodella per alginati.



A9050	Scodella	1 pezzo
-------	----------	---------



ORMA KIT

Kit introduttivo per prima e seconda impronta di precisione.
Materiale a base di polisilossani reticolanti per condensazione.

Composizione kit:

- 1 Ormadent Putty (900 ml)
- 1 Ormamax Light (150 ml)
- 1 Ormactivator Gel (60 ml)

M1031	OrmaKit LIGHT: Ormadent 900 ml + Ormamax Light 150 ml + 1 Ormactivator Gel 60 ml
M1032	OrmaKit REGULAR: Ormadent 900 ml + Ormamax Regular 150 ml + 1 Ormactivator Gel 60 ml

ORMADENT PUTTY

Materiale di consistenza elevata (putty), a base di polisilossani reticolanti per condensazione, per prima impronta di precisione. ISO 4823:2015.

- Materiale malleabile non appiccicoso.
 - Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
 - Tempo di lavoro totale adeguato ad ogni impiego.
- L'elevata scorrevolezza iniziale e la rigidità finale del prodotto, rappresentano la soluzione ideale per qualsiasi tecnica di impiego.

M1000	Ormadent Putty	1500 g (900 ml)
-------	----------------	-----------------

ORMAMAX LIGHT

Materiale a bassa viscosità, a base di polisilossani reticolanti per condensazione, per seconda impronta di precisione. ISO 4823:2015.

- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
 - Tempo di lavoro totale adeguato ad ogni impiego.
- perfetto scorrimento intraorale del prodotto. Ormamax Light non cola ed è applicabile con siringa direttamente sulla preparazione. La spiccata idrocompatibilità e la consistenza del prodotto permettono un perfetto rilevamento e lettura dei dettagli in ogni situazione clinica.

La formulazione specifica di Ormamax Light garantisce la miglior fluidità iniziale per un

M2010	Ormamax Light	150 ml (165 g)
-------	---------------	----------------

ORMAMAX REGULAR

Materiale a media viscosità, a base di polisilossani reticolanti per condensazione, per impronte di precisione. ISO 4823:2015.

- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.
 - Tempo di lavoro totale adeguato ad ogni impiego.
- del prodotto. La consistenza di Ormamax Regular permette una perfetta lettura dei dettagli in ogni situazione clinica. Ormamax Regular può essere impiegato per eseguire impronte funzionali o abbinato a Ormadent Putty, nella tecnica della doppia impronta, per ottenere riproduzioni più accurate.

La formulazione specifica di Ormamax Regular garantisce un perfetto scorrimento intraorale

M2000	Ormamax Regular	150 ml (205 g)
-------	-----------------	----------------

ORMACTIVATOR GEL

Attivatore Gel per Ormadent Putty e Ormamax Light.

M1092	Ormactivator Gel (60 ml)
-------	--------------------------

ORMAPLUS PUTTY

Materiale di consistenza elevata (putty), a base di vinilpolisilossano reticolante per addizione, per prima impronta di precisione.

Ormaplus Putty Soft è disponibile nelle versioni:

- **Fast:** tempo di presa 4' 00"
- **Regular:** tempo di presa 5' 30"

Ormaplus Putty Soft è progettato per garantire la massima precisione nella riproduzione dei dettagli ed una perfetta adesione chimica ai materiali da seconda impronta. Facilmente miscelabile. La particolare formulazione di Ormaplus Putty Soft garantisce elevata resistenza alla lacerazione e alla compressione.

M3035	Ormaplus Putty Fast set: 600 ml / 960 g (300 ml base paste + 300 ml hardener paste)
M3045	Ormaplus Putty Regular set: 600 ml / 960 g (300 ml base paste + 300 ml hardener paste)

ORMAPLUS LV FAST - REGULAR

Materiale a bassa viscosità, a base di vinilpolisilossano reticolante per addizione, per seconda impronta di precisione.

Ormaplus LV è disponibile in due versioni:

- Fast set (per la tecnica della doppia impronta "two-step putty/wash") a tempo di presa intraorale rapido (2'30"); offre un maggior comfort per il paziente.
- Regular set (per la tecnica della doppia miscelazione "one-step putty/wash") a tempo di presa intraorale normale (4').

della doppia miscelazione nella tecnica sandwich e per impronte per ribasature. Grazie all'impiego di nuovi tensioattivi nella formulazione di Ormaplus LV, l'idro-compatibilità del prodotto risulta più spiccata, permettendo la realizzazione di impronte precise anche in presenza di fluidi orali. Grazie alla elevata resistenza alla lacerazione, le riproduzioni delle zone interdentali non vengono danneggiate durante la rimozione dell'impronta dalla bocca o durante la colata del modello.

Ormaplus LV è un materiale tissotropico, indicato nelle tecniche della doppia impronta,

M3000	Ormaplus LV Fast set: 100 ml / 128 g (2 x 50 ml + 12 Mixing Tips)
M3010	Ormaplus LV Regular set: 100 ml / 128 g (2 x 50 ml + 12 Mixing Tips)

ORMAPLUS LV NORMAL

Materiale a bassa viscosità, a base di vinilpolisilossano reticolante per addizione, per seconda impronta di precisione.

- Regular setting (per la tecnica della doppia miscelazione "one-step putty/wash") a tempo di presa intraorale normale (2' 00").

Ormaplus® LV è un materiale tissotropico indicato nelle tecniche della doppia impronta e della doppia miscelazione, nella tecnica sandwich e per impronte per ribasature. Grazie all'impiego di nuovi tensioattivi nella formulazione di Ormaplus® LV,

l'idrocompatibilità del prodotto risulta più spiccata, permettendo la realizzazione di impronte precise anche in presenza di fluidi orali. Grazie alla elevata resistenza alla lacerazione di Ormaplus® LV, le riproduzioni delle zone interdentali non vengono danneggiate durante la rimozione dell'impronta dalla bocca o durante la colata del modello.

M3015	Ormaplus LV Normal: 2 x 90 ml
-------	-------------------------------

ORMAMIX

Pistola dosatrice per materiali a bassa viscosità.

M3091	Ormamix	1 pezzo
-------	---------	---------

ORAL TIPS

Cannule intraorali per una precisa applicazione dei materiali a bassa viscosità.

M3072	Oral Tips	100 pezzi
-------	-----------	-----------

LV - MIXING TIPS

Cannule di miscelazione per materiali a bassa viscosità. Ø: 4,0 mm

M3065	LV Mixing Tips	100 pezzi
-------	----------------	-----------

PRODOTTI PER IL LABORATORIO ODONTOTECNICO

DENTI ARTIFICIALI	2	RESINE ACRILICHE	8
DENTI ACRILICI A 4 STRATI	2	MAJOR.BASE 20	8
MAJOR PLUS - MAJOR PLUS WFA	2	MAJOR.REPAIR	8
MAJOR PLUS COMP - MAJOR PLUS COMP WFA	2	MAJOR.ORTHO	8
MAJOR AF COMP	3	MAJOR.TRAY	8
FACCETTE MAJOR AF COMP	3	MATERIALI PER PONTI E CORONE	9
Anteriori superiori	3	ACRILICI PER PROVVISORI	9
Small	3	TEMPORARY.COLD.V	9
Medium	3	ISOLANTE	9
Large	3	ISOLMAJOR	9
Anteriori inferiori	3		
Posteriori A/T	4	ABRASIVI	9
Posteriori WFA	4	DISCHI PER SGROSSARE	9
Tabelle combinazione colori	5	TAGLIAPERNI	9
Major AF Link D - Gamma prodotti	5	SEPARATORI	9
DENTI ACRILICI A TRE STRATI	6		
MAJOR SUPER LUX	6	SILICONI DA LABORATORIO	10
DENTI ACRILICI A DUE STRATI	6	SILICONI PER CONDENSAZIONE	10
MAJOR DENT-V	6	ORMALAB 95	10
MAJOR DENT	6	ORMALAB 85	10
DENTI PER PROTESI PEDODONTICHE	7	ORMALAB 75	10
BAMBINO TOOTH	7	ORMACTIVATOR LAB	10
		SILICONI PER ADDIZIONE	11
ACCESSORI	7	ORMAPLUS LAB 90	11
SCALE COLORI	7	ORMAPLUS LAB 70	11
MAJOR CHROM SHADE GUIDE	7	ORMADUPLO 22	11
S.L. SHADE GUIDE	7		
MAJOR DENT-V SHADE GUIDE	7		
M.D. SHADE GUIDE	7		
MOBILI PER DENTI	7		
TOOTH CABINET 300	7		

PRODOTTI PER LO STUDIO ODONTOIATRICO

ALGINATI	12	SILICONI RETICOLANTI PER ADDIZIONE	15
ALGENIUX	12	ORMAPLUS PUTTY	15
ALGINPLUS	12	ORMAPLUS LV FAST	15
ALGINPLUS TROPICAL	12	ORMAPLUS LV REGULAR	15
ALGINMAX	13	ORMAPLUS LV NORMAL	15
ALGINMAJOR	13	ACCESSORI	15
ALGINKID	13		
ACCESSORI	13		
SILICONI RETICOLANTI PER CONDENSAZIONE	14		
ORMAKIT	14		
ORMADENT PUTTY	14		
ORMAMAX LIGHT	14		
ORMAMAX REGULAR	14		
ORMACTIVATOR GEL	14		

