


DACLON NYLON

DACLON
NYLON



Tüüp	Monofilament
Koostis	Polüamiidi 6.0 või 6.6 ekstrusioon
Kate	Puudub
Värv	Sinine / Blue Must / Black
Koe reaktsioon	Minimaalne
Resorbeerumine	Mitteresorbeeruv, järk-järguline sidekoes- kapseldumine. Niit väheneb järk-järgult, umbes 10% aastas (hüdrolüüsi tagajärjel).
Pakend	Karp sisaldab 12 niiti

*For quality
&
safety*

smi

www.sutures.be

DACLON NYLON

DACLON
NYLON

OMADUSED

- Hea tõmbetugevus, mitteresorbeeruv
- Sünteetiline
- Monofilament ühekiuline

- Paindlik ja pehme

- Hermeetiliselt suletud pakend

EELISED

- Suurepärase ja püsiva koosobivuse
- Minimaalne kudede rebimine ja lõikumine
- Sujuv koeläbivus, ilma kudesid rebimata ja lõikumata
- Kapillaarsus puudub (ei toeta bakterite adhesiooni)
Vastupidav sõlm
- Mugav käsitseda - hea ja lihtne sõlmida


- Steriilne toode


NÄIDUSTUSED Haavade sulgemine
ja/või ligeerimine

Daclon Blue

eriti Pindmiste haavade sulgemine
Üldkirurgia
Plastiline kirurgia
Seedetraktide kirurgia
Günekoloogia / Sünnitusabi
Ortopeedia

Daclon Black Plastiline kirurgia
eriti Silmakirurgia

Lõikepind: Round bodied taper point		Pikkus m	USP	Pikkus		Tellimiskood
	HR 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150116
	HR 20 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9070120
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150120
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200120
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300120

Lõikepind: Reverse cutting		Pikkus m	USP	Pikkus		Tellimiskood
	DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201516
		DS 16 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	9151519-90
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	9201519-90
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301519



Lõikepind: Reverse cutting

Pikkus m

USP

Pikkus

Tellimiskood

3/8 ring



DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P



Lõikepind: Reverse cutting

Pikkus m

USP

Pikkus

Tellimiskood

1/2 ring



HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201417
HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201422
HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201426
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301426